





COD 11588 1 x 50 mL	COD 11589 4 x 50 mL
CONSERVAR A 2-8°C	
Reactivos para medir la concentración de colinesterasa Sólo para uso <i>in vitro</i> en el laboratorio clínico	

## FUNDAMENTO DEL MÉTODO

La colinesterasa cataliza la hidrólisis de la butiriltiocolina en tiocolina y ácido butírico. La concentración catalítica se determina a partir de la velocidad de desaparición del hexacianoferrato (III), medida a 405 nm por medio de las siguientes reacciones<sup>1,2,3</sup>.



## CONTENIDO

	COD 11588	COD 11589
A. Reactivo	1 x 40 mL	4 x 40 mL
B. Reactivo	1 x 10 mL	4 x 10 mL

## COMPOSICIÓN

A. Reactivo. Pirofosfato 95 mmol/L, Hexacianoferrato (III) 2,5 mmol/L, pH 7,6.

B. Reactivo. Butiriltiocolina 60 mmol/L.

## CONSERVACIÓN

Conservar a 2-8°C.

Los Reactivos son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta, siempre que se conserve bien cerrado y se evite la contaminación durante su uso.

Indicaciones de deterioro:

– Reactivos: Presencia de partículas, turbidez, absorbancia del blanco inferior a 1,300 a 405 nm (cubeta de 1 cm).

## PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS

Reactivo de trabajo: vaciar el contenido del Reactivo B en el frasco de Reactivo A. Agitar suavemente. Si se desea preparar otros volúmenes, mezclar en la proporción: 4 mL de Reactivo A + 1 mL de Reactivo B. Estable 3 días a 2-8°C.

## MATERIAL ADICIONAL

– Analizador, espectrofotómetro o fotómetro con cubeta termostatizable a 37°C para lecturas a 405 nm.

– Cubetas de 1 cm de paso de luz.

## MUESTRAS<sup>1</sup>

Suero o plasma recogidos mediante procedimientos estándar. Se recomienda usar EDTA o heparina como anticoagulantes.

La colinesterasa en suero o plasma es estable durante 14 días a 2-8°C.

## PROCEDIMIENTO

1. Precalentar el Reactivo de Trabajo y el instrumento a la temperatura de reacción.
2. Pipetear en una cubeta (Nota 1):

Reactivo de Trabajo	1,5 mL
Muestra	25 µL

3. Mezclar e insertar la cubeta en el fotómetro. Poner el cronómetro en marcha.
4. A los 90 segundos, anotar la absorbancia inicial y efectuar nuevas lecturas cada 30 segundos durante 90 segundos.
5. Calcular el incremento de absorbancia por minuto promedio ( $\Delta A/\text{min}$ ).

## CÁLCULOS

La concentración de colinesterasa en la muestra se calcula a partir de la siguiente fórmula general:

$$\Delta A/\text{min} \times \frac{V_t \times 10^6}{\epsilon \times l \times V_s} = \text{U/L}$$

El coeficiente de absorción molar ( $\epsilon$ ) del cromógeno a 405 nm es 927, el paso de luz ( $l$ ) es 1 cm, el volumen total de reacción ( $V_t$ ) es 1,525, el volumen de muestra ( $V_s$ ) es 0,025, y 1 U/L equivale a 0,0166 µkat/L. Se deducen los siguientes factores para calcular la concentración catalítica:

$\Delta A/\text{min}$	$\times 65804 = \text{U/L}$
	$\times 1097 = \mu\text{kat/L}$

## VALORES DE REFERENCIA

Colinesterasa (37°C):

Hombres	4620-11500 U/L = 76,9-191 µkat/L
Mujeres	3930-10800 U/L = 65,5-180 µkat/L

Estos valores se dan únicamente a título orientativo; es recomendable que cada laboratorio establezca sus propios intervalos de referencia.

## CONTROL DE CALIDAD

Se recomienda el uso de los Sueros Control Bioquímica niveles I (cod. 18042) y II (cod. 18043), para verificar la funcionalidad del procedimiento de medida.

Cada laboratorio debe establecer su propio programa de Control de Calidad interno, así como procedimientos de corrección en el caso de que los controles no cumplan con las tolerancias aceptables.

## CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

– Límite de detección: 123 U/L = 2,05 µkat/L.

– Límite de linealidad: 25000 U/L = 417 µkat/L. Cuando se obtengan valores superiores, diluir la muestra 1/2 con agua destilada y repetir la medición.

– Repetibilidad (intraserie):

Concentración media	CV	n
5416 U/L = 90,27 µkat/L	1,0 %	20
11279 U/L = 188,0 µkat/L	0,7 %	20

– Reproducibilidad (interserie):

Concentración media	CV	n
5416 U/L = 90,27 µkat/L	1,0 %	25
11279 U/L = 188,0 µkat/L	0,6 %	25

– Veracidad: Los resultados obtenidos con estos reactivos no muestran diferencias sistemáticas significativas al ser comparados con reactivos de referencia. Los detalles del estudio comparativo están disponibles bajo solicitud.

– Interferencias: La lipemia (triglicéridos 10 g/L) y la bilirrubina (20 mg/dL) no interfieren. La hemólisis puede afectar a los resultados. Otros medicamentos y sustancias pueden interferir<sup>2</sup>.

Estos datos han sido obtenidos utilizando un analizador. Los resultados pueden variar al cambiar de instrumento o realizar el procedimiento manualmente.

## CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS

La colinesterasa sérica es también denominada pseudocolinesterasa para diferenciarla de la colinesterasa presente en los eritrocitos y en las terminaciones nerviosas. Es sintetizada en el hígado, por lo que su medición puede usarse como test de función hepática. Una disminución en su actividad refleja una síntesis alterada.

Su determinación es de gran valor en el diagnóstico de pacientes con la forma atípica de la enzima y en intoxicaciones por insecticidas organofosforados. Los pacientes con la forma atípica del enzima presentan elevada sensibilidad frente al suxametonio, un fármaco usado como relajante muscular en cirugía. Su identificación es importante para prevenir la apnea prolongada causada por la administración de dicho medicamento<sup>4,6</sup>.

También pueden darse cambios en la concentración sérica de colinesterasa en otras condiciones. Está disminuida en infecciones agudas, embolismo pulmonar, distrofia muscular e infarto de miocardio<sup>4,6</sup>.

El diagnóstico clínico no debe realizarse teniendo en cuenta el resultado de un único ensayo, sino que debe integrar los datos clínicos y de laboratorio.

## NOTAS

1. Estos reactivos pueden utilizarse en la mayoría de analizadores automáticos. Solicite información a su distribuidor.

## BIBLIOGRAFÍA

1. DGKC. Proposal of standard methods for the determination of enzyme catalytic concentrations in serum and plasma at 37°C. II Cholinesterase. *Eur J Clin Chem Chim Biochem* 1992; 30: 163-170.
2. Panteghini M and Bonora R. Evaluation of a new continuous colorimetric method for determination of serum pseudo-cholinesterase catalytic activity and its application to a centrifugal fast analyser. *J Clin Chem Clin Biochem* 1984; 22: 671-676.
3. Whittaker M, Britten JJ and Dawson PJ. Comparison of a commercially available assay system with two reference methods for the determination of plasma cholinesterase variants. *Clin Chem* 1983; 29: 1746-1751.
4. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th ed. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. WB Saunders Co, 2005.
5. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.
6. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Press, 2001.

