



ANTI- β_2 -GLYCOPROTEIN 1 IgG/IgM (β_2 -GP1)

COD 44868 96 Determinaciones
CONSERVAR A 2-8°C
Reactivos para la determinación de anticuerpos anti- β_2 -glicoproteína 1 Sólo para uso <i>in vitro</i> en el laboratorio clínico

ANTICUERPOS ANTI- β_2 -GLICOPROTEÍNA 1

Enzimoimmunoensayo
PRUEBA EN MICROPLACA

FUNDAMENTO DEL MÉTODO

Los anticuerpos anti- β_2 -glicoproteína 1 presentes en el suero se unen al antígeno adsorbido a la superficie de los pocillos de la microplaca. A continuación, se incuba con anticuerpos anti-IgG o anti-IgM humanas conjugados con peroxidasa. Finalmente, se añade el sustrato 3,3',5,5'-tetrametilbencidina (TMB) en presencia de H₂O₂, que al ser degradado por la peroxidasa da lugar a un producto de color azul. La reacción enzimática se detiene con una solución de ácido y la formación de producto amarillo se mide a 450 nm. La concentración de anticuerpos en la muestra es proporcional a la absorbancia del producto de la reacción¹.

CONTENIDO Y COMPOSICIÓN

- A. Tampón de Lavado Concentrado.** 50 mL. Tampón fosfatos, azida de sodio 15 mmol/L.
- B. Diluyente de Muestra.** 100 mL. Tampón Tris, azida de sodio 15 mmol/L.
- C+. Control Positivo IgG/IgM.** 1,5 mL. Listo para su uso. Suero humano con anticuerpos anti- β_2 -glicoproteína 1 tipo IgG e IgM, azida de sodio 15 mmol/L.
- C-. Control Negativo.** 1,5 mL. Listo para su uso. Suero humano negativo para anticuerpos anti- β_2 -glicoproteína 1, azida de sodio 15 mmol/L.
- DG. Conjugado IgG.** 15 mL. Inmunoglobulinas policlonales de conejo anti-IgG humana conjugadas con peroxidasa.
- DM. Conjugado IgM.** 15 mL. Inmunoglobulinas policlonales de conejo anti-IgM humana conjugadas con peroxidasa.
- E. Sustrato.** 15 mL. 3,3',5,5'-tetrametilbencidina (TMB).
- F. Solución de Paro.** 15 mL. Ácido fosfórico 4,5%.
PELIGRO: H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
- M. Microplaca:** 12 módulos de 8 pocillos cada uno sensibilizados con β_2 -glicoproteína 1 altamente purificada.
- S1-S6. Patrones Anti- β_2 -GP1 IgG/IgM.** 1,5 mL, listos para su uso. Suero con anticuerpos anti- β_2 -glicoproteína 1 IgG e IgM, azida de sodio 15 mmol/L. Las concentraciones de anti- β_2 -glicoproteína 1 IgG son 0, 6,25, 12,5, 25, 50 y 100 U/mL, según se indica en la etiqueta. Las concentraciones de anti- β_2 -glicoproteína 1 IgM son 0, 6,25, 12,5, 25, 50 y 100 U/mL, según se indica en la etiqueta. Calibrados frente al suero de referencia reconocido internacionalmente de E.N. Harris, Louisville.

Para más advertencias y precauciones, ver la ficha de datos de seguridad del producto (SDS).

Los sueros humanos utilizados en la preparación de los patrones, del control negativo y el control positivo eran negativos para el antígeno HBs y para los anticuerpos anti-HCV y anti-HIV. Sin embargo, los patrones y los controles deben tratarse con precaución como potencialmente infecciosos.

CONSERVACIÓN

Conservar a 2-8°C.

Los componentes son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del kit, siempre que se conserven bien cerrados y se evite la contaminación durante su uso.

Indicaciones de deterioro:

- Reactivos: Presencia de partículas, turbidez.
- Microplaca: Roturas en el sobre contenedor, defectos macroscópicos como ralladuras en la base del pocillo.

PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS

Tampón de lavado. Efectuar una dilución 1/20 del Tampón de Lavado Concentrado (A) con agua destilada y mezclar. Se necesitan aproximadamente 50 mL de Tampón de Lavado para el lavado de una tira. Una vez diluido, el reactivo es estable 30 días a 2-8°C.

Los demás componentes están listos para su uso.

EQUIPO ADICIONAL

- Cámara húmeda.
- Aspirador multicanal o lavador automático de microplacas.
- Lector de microplacas o fotómetro con microcubeta y filtro de 450 ± 10 nm.

MUESTRAS

Suero o plasma recogidos mediante procedimientos estándar. Diluir las muestras 1/100 con Diluyente de Muestra antes del ensayo. Utilizar siempre diluciones frescas.

PROCEDIMIENTO

1. Atemperar los componentes del kit a temperatura ambiente (Nota 1).
2. Abrir la bolsa de la microplaca (M) y retirar la cantidad necesaria de pocillos (Nota 2).
3. **Determinación cuantitativa:** Pipetear 100 μ L de cada uno de los Patrones IgG/IgM (S1-S6), Control Positivo IgG/IgM (C+), Control Negativo (C-) y muestras diluidas en distintos pocillos.
Determinación cualitativa: Pipetear 100 μ L de Patrón S3 IgG/IgM, Control Positivo IgG/IgM (C+), Control Negativo (C-) y muestras diluidas en distintos pocillos. Pipetear 100 μ L de Diluyente de Muestra para el blanco.
4. Incubar los pocillos durante 30 minutos en cámara húmeda a temperatura ambiente.
5. Aspirar el líquido y lavar los pocillos con 300 μ L de Tampón de Lavado durante unos 10 segundos 3 veces (Notas 3 y 4).
6. Pipetear 100 μ L de Conjugado IgG (DG) o Conjugado IgM (DM) en cada uno de los pocillos.
7. Incubar los pocillos durante 15 minutos en cámara húmeda a temperatura ambiente.
8. Lavar como en el paso 5.
9. Pipetear 100 μ L de Sustrato (E) en cada uno de los pocillos.
10. Incubar los pocillos durante 15 minutos en cámara húmeda a temperatura ambiente.
11. Pipetear 100 μ L de Solución de Paro (F) en cada uno de los pocillos e incubar durante 5 minutos a temperatura ambiente (Nota 5).
12. Medir la absorbancia del contenido de cada pocillo a 450 nm usando el Patrón S1 o el blanco para el ajuste a 0. El color es estable durante al menos 30 minutos.



CÁLCULOS

Determinación cuantitativa. Representar gráficamente los valores de absorbancia obtenidos para los Patrones frente a sus respectivas concentraciones de anticuerpos anti-β₂-GP1 (IgG o IgM, en U/mL). La concentración de anticuerpos en la muestra se calcula por interpolación de la absorbancia en la curva de calibración (curva recomendada: 4-parametric logistic).

Determinación cualitativa. Calcular la absorbancia del Valor Discriminante aplicando la siguiente fórmula:

$$A_{450\text{ nm}} \text{ Valor Discriminante} = A_{450\text{ nm}} \text{ S3} \times 0,6 \text{ (IgG)}$$

$$A_{450\text{ nm}} \text{ Valor Discriminante} = A_{450\text{ nm}} \text{ S3} \times 0,6 \text{ (IgM)}$$

Calcular la razón de absorbancias aplicando la siguiente fórmula:

$$\text{Razón de absorbancia} = \frac{A_{450\text{ nm}} \text{ de la Muestra}}{A_{450\text{ nm}} \text{ del Valor Discriminante}}$$

Cuando se obtengan valores de absorbancia por encima del límite superior del rango del lector de microplacas, diluir la muestra con Diluyente de Muestra y repetir la operación.

VALORES DE REFERENCIA

Se consideran positivas las muestras con concentraciones superiores a 8 U/mL, o con razón de absorbancia superior a 1,0, tanto para IgG como para IgM.

Se consideran negativas las muestras con concentraciones inferiores a 5 U/mL, o con razón de absorbancia inferior a 1,0, tanto para IgG como para IgM.

Las muestras con razones comprendidas entre 5 y 8 U/mL, tanto para IgG como para IgM, deben considerarse dudosas y se recomienda la repetición del ensayo o la determinación de parámetros alternativos de valor diagnóstico.

Estos valores se dan únicamente a título orientativo. Es recomendable que cada laboratorio establezca sus propios valores de referencia.

CONTROL DE CALIDAD

El valor de absorbancia del Patrón S6 debe ser superior a 1,300, tanto para IgG como para IgM.

La concentración del Control Positivo (C+) debe quedar comprendida entre 30 U/mL y 50 U/mL, y la del Control Negativo (C-) debe ser inferior a 5 U/mL, tanto para IgG como para IgM.

La razón de absorbancia para el Control Negativo (C-) debe ser inferior a 1,0, tanto para IgG como para IgM.

Cada laboratorio debe establecer su propio programa de Control de Calidad interno, así como procedimientos de corrección en el caso de que los controles no cumplan con las tolerancias aceptables.

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

– Repetibilidad (intra):

anti-β ₂ -GP1 (IgG)			anti-β ₂ -GP1 (IgM)		
U/mL	CV %	n	U/mL	CV%	n
13,4	5,0	24	14,7	3,8	24
24,3	2,1	24	30,0	2,1	24
88,0	2,8	24	67,9	2,1	24

– Reproducibilidad (inter):

anti-β ₂ -GP1 (IgG)			anti-β ₂ -GP1 (IgM)		
U/mL	CV %	n	U/mL	CV%	n
13,4	7,4	30	14,7	6,3	30
24,3	7,9	30	30,0	4,1	30
88,0	2,6	30	67,9	4,3	30

– Límite de Detección: 0,5 U/mL, tanto para IgG como para IgM.

- El kit Anti-β₂-Glicoproteína 1 IgG/IgM reconoce solamente autoanticuerpos específicos de β₂-Glicoproteína 1. No se han observado reacciones cruzadas con otros antígenos.
- Interferencias: La hemólisis (hemoglobina < 1000 mg/dL), la lipemia (triglicéridos < 3000 mg/dL) y la bilirrubina (< 40 mg/dL) no interfieren. Otras sustancias y medicamentos pueden interferir².
- Intervalo de medida: 0,5 - 100 U/mL, tanto para IgG como para IgM. Cuando se obtengan valores superiores, diluir la muestra con Diluyente de Muestra y repetir la medición.

CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS

La β₂-glicoproteína 1 (β₂-GP1) puede unirse a fosfolípidos cargados negativamente como la cardiolipina y convertirse así en el antígeno primario de anticuerpos anticardiolipina³. Así, la presencia de anticuerpos anti-β₂-GP1 en plasma o suero humano es indicativo del síndrome antifosfolípido, con un incremento en el riesgo de trombosis, trombocitopenia y pérdida fetal en pacientes con enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades no autoinmunes⁴.

Los anticuerpos anti-β₂-GP1 pueden ser de los isotipos IgG, IgM o IgA. Los del isotipo IgG son más específicos que los IgM, y se detectan en estadios avanzados de desórdenes autoinmunes manifestados. Los anticuerpos anti-β₂-GP1 del isotipo IgM son útiles para el diagnóstico en etapas tempranas de enfermedades autoinmunes. Los anticuerpos anti-β₂-GP1 del isotipo IgA pueden tener un papel en la patogénesis de trombosis y el síndrome antifosfolípido⁵.

La detección de anticuerpos anti-β₂-GP1 está indicada para lupus eritematoso sistémico, trombosis, trombocitopenia, abortos recurrentes y muerte intrauterina⁵.

La sensibilidad y especificidad para el síndrome antifosfolípidos del kit de Anticuerpos Anti-β₂-GP1 (IgG) de BioSystems fue del 84,9% y 98,7%, respectivamente, en un estudio con 163 muestras clínicas. Para el isotipo IgM, la sensibilidad fue del 42,5% y la especificidad fue del 98,0%, en el mismo estudio. Los detalles del estudio están disponibles bajo solicitud.

El diagnóstico clínico no debe realizarse teniendo en cuenta el resultado de un único ensayo, sino que debe integrar los datos clínicos y de laboratorio.

NOTAS

1. No mezclar componentes de distintos lotes de kit.
2. Guardar los pocillos que no se utilicen en la bolsa bien cerrada y con el saquito desecante en su interior.
3. Tener cuidado de no rayar la superficie interior de los pocillos durante todo el procedimiento.
4. Es importante que no queden restos de Tampón de Lavado en los pocillos.
5. La Solución de Paro (F) detiene la reacción enzimática, por lo que se debe pipetear en los pocillos siguiendo el mismo orden y a los mismos intervalos de tiempo con que se inició la reacción pipeteando el Sustrato (E) en el paso 9.

BIBLIOGRAFÍA

1. Butler JE. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay. En: Howard GC ed. Methods in Nonradioactive Detection. Appleton & Lange, 1993.
2. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AAC Press, 2000.
3. McNeil HP, Simpson RJ, Chesterman CN, Krilis SA. Anti-phospholipid antibodies are directed against a complex antigen that includes a lipid-binding inhibitor of coagulation: beta2-glycoprotein I (apolipoprotein H). Proc Natl Acad Sci USA 1990; 87:4120-4124.
4. Hughes GRV. The antiphospholipid syndrome: ten years on. Lancet 1993; 342:341-344.
5. Matsuura E, Dier KJ, Lopez LR. β₂-Glycoprotein I autoantibodies. En: Autoantibodies, Shoenfeld Y, Gershwin ME, Meroni PL., eds, 2nd edition, Elsevier, Amsterdam, 2007.