

JAULA DE RATÓN CON REJILLA Y UN BEBEDERO COMPLETO DE 400 ml

Largo: 32 cms.
Ancho: 20 cms.
Alto: 13 cms.

Superficie del piso: 600 cm²
Superficie util del piso, jaula de RATONES: 411 cms²

Fabricada en polipropileno, resistente a los ácidos y al autoclavado.
Incluye rejilla de alambre inoxidable AISI 304 electro-pulido, con divisor interno plegable con encaje para el pico y comedero separado.
Incluye un bebedero de policarbonato de 400 ml con sellado hermético de silicona y pico de acero inoxidable con agujero para acceso animal. Resistente al autoclavado.
Peso total de la jaula completa: 980 grs.

Marca: ALESCO Origen: Brasil



