

JAULA DE RATA CON REJILLA Y DOS BEBEDEROS COMPLETOS DE 700 ml

Largo 48,3 cms.
Ancho 33,7 cms.
Altura 21,1 cms.

Superficie del piso: 1506 cm²
Superficie util del piso, jaula de RATAS: 1100 cm²

Jaula producida en polipropileno, resistente los ácidos y al autoclavado.
Incluye rejilla de alambre inoxidable AISI 304 electro-pulido, con divisor interno plegable que delimita el comedero del bebedero, el cual viene con encaje para dos picos de bebederos.
Incluye dos bebederos de policarbonato de 700 ml con sellado hermético de silicona y picos de acero inoxidable con agujeros para acceso animal.
Peso total de la jaula completa: 2,42 kgs.

Marca: ALESCO Origen: Brasil



